



10048360001A



Edwards

*2021年 7月改訂 (第2版)
2018年11月作成 (第1版)

医療機器届出番号 13B1X00231000048

機械器具07 内臓機能代用器
一般医療機器 人工心臓弁用サイザ 17703010

EDWARDS INTUITY Elite バルブシステム用サイザー

【形状・構造及び原理等】

・トレイキット1183RTRAYKITの構成品

品番	種類	入数	材質
1183RSET	EDWARDS INTUITY Elite バルブシステム用サイザーセット	19~29mm (計6本入)	ポリフェニルスルホン ニッケル・チタン合金
TRAY1183R	サイザートレイ	1個入	ポリフェニルスルホン ステンレス鋼 (クロムおよびニッケルを含有)




図1

本サイザは表1の弊社製人工弁専用のサイザであり、適切なサイズの人工弁を決定するために使用します。

表1

EDWARDS INTUITY Elite バルブシステム

本サイザは、EDWARDS INTUITY Elite弁のインプラント時に適切なサイズ選択を容易にするために使用します。

本サイザには、19mm、21mm、23mm、25mm、27mm、29mmがあります。自己弁尖、または人工弁を取り除いた後に、弁輪の内側とEDWARDS INTUITY Elite弁のフィッティング状況を直視にて確認ができます。

本サイザのレプリカ側にはリップ部分の下に円筒部分があり、クリンプされた状態において布で覆われたフレーム部分の最大長を模しています (図3)。

本品のトレイ (品番TRAY1183R) は、サイザ (品番1183R) を滅菌や保管する目的のもので、蒸気滅菌によって再使用が可能です。




図2 円筒側

図3 レプリカ側

【使用目的又は効果】

心臓弁置換術時に手で用いる外科用器具で、適切なサイズの人工心臓弁を植え込む開口部を測定することができる。

*【使用方法等】

本体 (表1の人工弁) のサイジングおよび植込みを含む詳細な説明については本体の添付文書を参照してください。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- * 1. 本品は滅菌されていないため、使用する前には開封して必ず洗淨、消毒および滅菌をしてください。製品お届け時の袋に入れた状態での滅菌はしないでください。
- * 2. 該当する病院の手順および以下の推奨手順およびパラメーターに従って、使用する前に毎回、洗淨、消毒、滅菌する必要があります。
- * 3. 構成品に亀裂、ひび割れ、その他の劣化が明らかに認められた場合は、使用をやめる必要があります。弊社の営業担当者に連絡して該当する交換品を入手してください。

*【使用上の注意】

重要な基本的注意

- * 1. サイザの破片はX線不透過性ではなく、外部画像装置で見つけることができません。

不具合・有害事象

重大な有害事象

- * 1. 感染 (洗淨、消毒および滅菌が不十分な場合、感染の原因になる可能性があります。)

*【保管方法及び有効期間等】

耐用期間

- * 構成品にくすみ、亀裂やひび割れなどの損耗の徴候がないか調べます。劣化が認められた場合は構成品を交換します。

*【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- * 注意: 製品お届け時の梱包のまま滅菌しないでください。
- * 注意: 本添付文書に記載の方法以外で洗淨、消毒、滅菌を行う場合は、使用者の責任において実施してください。

* 洗淨手順

* 手動洗淨の手順

- * 1. 構成品を冷たい水道水の流水ですすぎ、全体の汚れを落とします。

- * 2. 製造業者の推奨に従って、中性pHの洗浄液（サイデザイムや同等品）（3.8リットルあたり30mLの温かい水道水）を準備します。
- * 3. 構成品を洗浄液に完全に浸して最低5分間浸漬します。他の器具と接触するのを避けてください。
- * 4. 5分間浸漬した後、柔毛ブラシを使用して構成品を最低3分間こすり、目に見える汚れをすべて落とします。
- * 5. 構成品を洗浄液から取り出し、冷たい水道水の流水ですすぎます。次に、逆浸透／脱イオン水で最低2分間すすぎます。
- * 6. 目に見える汚れがある場合は洗浄プロセスを繰り返します。

*** 自動洗浄の手順**

- * 1. 構成品を冷たい水道水の流水で洗い、全体の汚れを落とします。
- * 2. 製造業者の推奨に従って、中性pHの洗浄液（サイデザイムや同等品）（3.8リットルあたり30mLの温かい水道水）を準備します。
- * 3. 構成品を洗浄液に完全に浸して最低1分間浸漬します。他の器具と接触するのを避けてください。
- * 4. 構成品を、トレイのマークに従ってトレイに設置します。
- * 5. 設置したトレイを、自動洗浄機に蓋をはずして入れます。
- * 6. 該当する場合はモーターのスピードをHIGHにし、サイクルおよびサイクルパラメーターを以下の推奨に従って選択します。

* フェーズ	再循環の時間	温度	洗剤の種類
* 予洗浄	2分	冷たい水道水	N/A
* 酵素による洗浄*	2分	温かい水道水	中性pHの酵素系洗剤（サイデザイムまたは同等品）3.8リットルあたり30mL
* 洗浄	2分	50° C (設定温度)	アルカリ洗剤（Neodisher Mediclean Forteまたは同等品）3.8リットルあたり7mL
* すすぎ	1分	60° C (設定温度)	N/A
* 乾燥	7分	115° C (設定温度)	N/A

* 酵素による洗浄の段階はオプションで、洗浄機のモデルによって異なる場合があります。

*** 消毒**

*** 高温消毒の手順**

- * 1. 構成品を、トレイのマークに従ってトレイに設置し、蓋をはずして洗浄器／消毒器に入れます。
- * 2. 該当する場合はモーターのスピードをHIGHにし、以下の推奨パラメーターを選択します。

* フェーズ	再循環の時間	最低温度
* 温熱すすぎ	5分	90° C

*** 高濃度消毒の手順**

- * 1. 高濃度消毒液（Cidex OPAまたは同等品）の水浴を最低20° Cで平衡化、または製造業者の推奨に従います。
- * 2. 構成品を消毒液に完全に浸し、滅菌済みの柔らかい布で表面を拭いてすべての気泡を表面から確実に除きます。
- * 3. 構成品を最低15分間浸漬します。
- * 4. 構成品を滅菌済み純水または同等の液に完全に浸し、かくはんして最低1分間浸漬して徹底的にすすぎます。各すすぎごとに、新しい滅菌済み純水または同等の液を用いてこれを3回繰り返します。
- * 5. 構成品を滅菌済みの柔らかい布を使用して乾かします。

*** 滅菌の手順**

* 注意：施設ごとに、生物学的インジケーターによる評価を含む手順を用いて滅菌手順の有効性を確認する必要があります。

す。

* 注意：滅菌時にはトレイを重ねないでください。

* 滅菌器の種類	設定	プレコンディショニング	最低温度	最高温度	露出時間	最小乾燥時間	最小冷却時間
* 重力蒸気滅菌	二重包装	N/A	132° C	137° C	15分	50分	60分
* 予備真空	二重包装	4バルス	132° C	137° C	4分	45分	15分

* 使用の前にすべての装置を調べてください。粒子が見える場合は、洗浄と滅菌のプロセスを繰り返してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

エドワーズライフサイエンス株式会社

電話番号：03-6894-0500（顧客窓口センター）

Edwards, エドワーズ, Edwards Lifesciences, エドワーズライフサイエンス, 定型化されたEロゴ,

EDWARDS INTUITY, エドワーズ インテュイティ, EDWARDS INTUITY Eliteおよび

エドワーズ インテュイティ エリートはEdwards Lifesciences Corporationの商標です。その他の商標

は全てそれぞれの商標権者に帰属します。