


# EV1000 Clinical Platform

What you need.  
When you need it.



Edwards



## EV1000 Plus製品仕様



モニター

モニターの重量	2kg
モニターディスプレイ	有効表示領域 266mm 解像度 1024×768LCD
モニタースピーカー数	2
電気仕様	交流: 100~240V、50/60Hz
カラーモニター	1024×768/10.4インチTFT、輝度350cd/m
測定時間	連続心拍出力量は20秒毎または5分毎に更新 中心静脈血酸素飽和度は2秒毎に更新
トレンドの範囲	0.1~72時間
モニターの寸法(高さ×幅×奥行き)	217mm×280mm×46mm

データボックス	寸法(高さ×幅×奥行き) 145mm×206mm×64mm 重量 0.9kg	プレッシャー コントローラー	寸法(高さ×幅×奥行き) 97mm×54mm×35mm ケーブル長さ 3.5m 重量 0.35kg
ポンプユニット	寸法(高さ×幅×奥行き) 280mm×195mm×165mm 重量 3.1kg	ハートリファレンス センサー	寸法(長さ) 1.5m 重量 36g

販売名	承認・認証番号
EV1000 クリティカルケアモニター	22300BZX00363
フロートラック センサー	21700BZY00348
ボリュウムビューカテーテル	22300BZX00361
エドワーズオキシメトリーCVカテーテル	22800BZX00169

※記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

© 2016 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. EW2016095 1612\_0\_4000

製品に関するお問い合わせは下記をお願い致します。

札幌 Tel.(011)261-6810(代) 仙台 Tel.(022)225-4743(代) 東京 Tel.(03)6859-0920(代)

横浜 Tel.(045)232-7328(代) 名古屋 Tel.(052)735-7610(代) 大阪 Tel.(06)6350-6341(代)

広島 Tel.(082)242-2425(代) 岡山 Tel.(086)226-2440(代) 福岡 Tel.(092)281-5414(代)

製造販売元 **エドワーズライフサイエンス株式会社**

本社:東京都新宿区西新宿6丁目10番1号 Tel.03-6894-0500

edwards.com/jp



Edwards